F-HZ-HJ-SZ-0016

水质—铵的测定—蒸馏和滴定法

1 范围

本方法适用于饮用水及废水中铵的测定。

采用 10mL 试份,可测定试份中铵氮含量高达 10mg,相当于样品浓度高达 1000mg/L。

1.1 最低检出浓度

使用 250mL 试份, 实际测定的(自由度为 4)最低检出浓度为含氮 0.2mg/L。

1.2 灵敏度

使用 100mL 试份, 1.0mL 0.02mol/L 的盐酸相当于含氮 2.8mg/L。

1.3 干扰

尿素可能是主要干扰,它在规定条件下以氨馏出,从而引起结果偏高,挥发性胺类也引起干扰,它们会被馏出并在滴定时与酸反应,因而使结果偏高。氯化物样品中存在的氯胺亦会以这种方式被测定。

2 原理

调节试份的 pH 在 6.0~7.4 的范围内,加入氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨被接收瓶中的硼酸溶液吸收。以甲基红一亚甲蓝为指示剂,用酸标准溶液滴定馏出液中的铵。

3 试剂

分析中仅使用公认的分析纯试剂及按 3.1 叙述制备的水。

- 3.1 水:无氨,用下述方法之一制备。
- 3.1.1 离子交换法

蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱,将流出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升流出液加 10g 同样的树脂,以利于保存。

3.1.2 蒸馏法

在 1000mL 的蒸馏水中,加 0.1mL 硫酸($\tilde{n}=1.84$ g/mL),在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前 50mL 馏出液,然后将约 800mL 馏出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升馏出液加 10g 强酸性阳离子交换树脂(氢型)。

- 3.2 盐酸(HCl): ñ=1.18g/mL。
- 3.3 盐酸标准滴定液:相当于 0.10mol/L。 稀释盐酸(3.2)制备此溶液,用常规分析操作进行标定。
- 3.4 盐酸标准滴定液:相当于 0.02mol/L。 稀释盐酸(3.2)制备此溶液。用常规分析操作进行标定,或将盐酸标准滴定液(3.3)稀释使用。
- 3.5 盐酸溶液, 0.12mol/L。 将 10mL 盐酸(3.2)用水稀释到 1000mL。
- 3.6 氢氧化钠溶液 1 mol/L。

将 40g 氢氧化钠(NaOH)溶于约 500mL 水中, 冷至室温, 稀释至 1000mL。

3.7 轻质氧化镁:不含碳酸盐。 在 500℃下加热氧化镁,以除去碳酸盐。

- 3.8 硼酸一指示剂溶液。
- 3.8.1 将 0.5g 水溶性甲基红(methyL red)溶于约 800mL 水中, 稀释至 1000mL。
- 3.8.2 将 1.5g 亚甲蓝(methylene blue)溶于约 800mL 水中,稀释至 1000mL。
- 3.8.3 将 20g 硼酸(H₃BO₃)溶于温水, 冷至室温, 加入 10mL 甲基红指示剂溶液(3.8.1)和 2mL 亚甲蓝指示剂溶液(3.8.2), 稀释至 1000mL。

3.9 溴百里酚蓝(bromthymol blue)指示液。

将 0.5g 溴百里酚蓝溶于水,稀释至 1000mL。

- 3.10 防爆沸颗粒。
- 3.11 防沫剂: 如石蜡碎片。
- 4 仪器

常用实验室仪器及:

蒸馏器:由一个 500~800mL 的蒸馏烧瓶及防喷头和一个垂直放置的冷凝管组装而成。冷凝管末端可连接一适当长度的滴管,使出口尖端浸入吸收液液面下约 2cm。

蒸馏器清洗:向蒸馏烧瓶中加入 350mL 水,加 2 粒防爆沸颗粒(3.10),装好仪器,蒸馏到至少收集了 100mL 水,将馏出液及瓶内残留液弃去。

5 采样和样品

实验室样品应收集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析,否则应在 $2\sim5$ 下存放,或用硫酸 $(\tilde{n}=1.84g/mL)$ 将样品酸化,使其 pH<2。应注意防止酸化样品吸收空气中的氨而被污染。

6 操作步骤

6.1 试份体积的选择

如果已知样品中大约的铵含量,可按表1选择试份体积。

表	1
铵浓度 C _N	试份体积
mg/L	mL
<10	250
10~20	100
20~50	50
50~100	25

注: 滴定使用的试份体积是盐酸标准滴定液(3.3).

6.2 测定

6.2.1 取 50mL 硼酸一指示剂溶液(3.8), 放入蒸馏器的接收瓶内, 确保冷凝管出口在硼酸溶液波面之下。量取选定体积的试份(6.1), 放入蒸馏烧瓶内。

注: 如果试份中存在余氯,应加入几粒结晶硫代硫酸钠(Ha₂S₂O₃ 或 Na₂S₂O₃ • 5H₂O)除去它。

加几滴溴百里酚蓝指示液(3.9),必要时,用氢氧化钠溶液(3.6)或盐酸溶液(3.5)调整 pH 在 6.0(指示剂呈黄色)~7.4(指示剂呈蓝色)之间,然后加水,使蒸馏烧瓶中液体的总体积约为 350mL。向蒸馏烧瓶中加入 0.25g 轻质氧化镁(3.7)及少许防爆沸颗粒(3.10)[对一些工业废水样品,必要时加入防沫剂(3.11)],立即将蒸馏烧瓶与冷凝管接好。

- 6.2.2 加热蒸馏器, 使馆出液的收集速度约为 10mL/min, 收集到约 200mL 时停止蒸馏。
- 6.2.3 用盐酸标准滴定液(3.4)滴定馏出液到紫色终点,记录下用量。
 - 注: ①滴定由含铵量高的样品所得到的馏出液时, 可能要用盐酸标准滴定液(3.3).

②氨只要被蒸馏至接收瓶,就可以滴定它。如果氨的蒸出速度很慢,表明可能存在于扰物质,它们在缓慢水解产生氨。

6.3 空白试验

按 6.2 的步骤进行空白试验, 但用 250mL 水代替试份。

- 7 结果计算
- 7.1 计算方法

铵氮含量 $c_N(mg/L)$ 用下式计算:

$$c_N = \frac{V_1 - V_2}{V_0} \times c \times 14.01 \times 1000$$

式中: V_0 ——试份(6.1)的体积, mL;

- V_1 ——试份滴定所消耗的盐酸标准滴定液体积, mL_i
- V_2 ——空白试验(6.3)滴定所消耗的盐酸标准滴定液体积, mL_i
- c——滴定用的盐酸精确浓度,mol/L;
- 14.01——氮的原子量, g/mol。

结果可以表示为氮的质量浓度 c_N 、氨的质量浓度 C_{NH3} 或铵离子的质量浓度 C_{NH4}^+ ,单位以 mg/L 表示,或表示为铵离子的摩尔浓度 $c(NH_4^+)$,单位以 i mol/L 表示。相应的换算系数可查表 2。

表 2 $C(NH_4^+)$ C_{N} C_{NH3} C_{NH4}^{+} mg/L mg/L ì mol/L mg/L 1.216 1.288 71.4 $C_N = 1 \text{mg/L}$ 1 $C_{NH3}=1mg/L$ 0.823 1 1.059 58.7 C_{NH4} + = 1mg/L 0.7770.944 1 55.4 $C(NH_4^+)=1$ ì mol/L 0.017 0.018 0.014 1

例如:

铵离子浓度 $c(NH_4^+)$ 为 1mg/L,相当于氮浓度 C_N 为 0.777mg/L

7.2 再现性

测定的再现性标准偏差如表 3 所示。

表 3*

样	品	铵含量 C _N	试份体积	标准偏差	自由度
		mg/L	mL	mg/L	
标准溶	液	4.0	250	0.23	10
标准溶	液	40	250	0.56	11
澄清的流	ラ水	35	100	0.70	16
污水厂上	出水	1.8	25	0.16	11

^{*} 资料来自英国。

8 参考文献

GB7478-87